

KERN 289-104

KERN

Medição mecânica de peso e de força com mola de qualidade para grande duração



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)	961-1610
---------------------------------------------------------------	----------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de Newton)
Família de produto	289

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Unidades de medição	N
Tolerância (% de [Max])	0,3%
Gama de medição força [Max] (N)	10 N
Leitura força [d] (N)	0,1 N; 0,5 N
Direcções da força	tração
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	1%

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	170×10×10 mm
Caixa diâmetro (Ø)	12,2 mm
Comprimento carregado (c [Max])	335 mm
Comprimento sem carga (c [Min])	235 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	220×10×10 mm
Material da caixa	plástico
Suspensão da carga (força de tração)	Gancho

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×26×17 mm
Peso líquido	0,025 kg