

# KERN 303-02

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 mg - 50 g, Bouton, Inox poli, dans une caisse en bois



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 50 g
Poid de contrôle OIML classe	E1

### Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	152×152×66 mm
Nombre de poids	20
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	Inox poli

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×140×65 mm
Poids net	0,78 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,78 kg

### Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-201
--	---------