

# KERN 303-024

**KERN**

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 50 g, Botão, Aço inox polido, num estojo plástico



## Pictogramas

STANDARD



1 DAY

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	303

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 50 g
Peso de teste OIML classe	E1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	20
Estojo do conjunto de pesos	num estojo plástico
Material	Aço inox polido

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×210×75 mm
Peso líquido	0,78 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,8 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-201
--	---------