

# KERN 303-026

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 mg - 50 g, Bouton, Inox poli, dans un boîtier en aluminium



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 50 g
Poid de contrôle OIML classe	E1

### Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	165×120×75 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	Inox poli

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	165×120×75 mm
Poids net	0,55 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,55 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

### Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-201
--	---------