

# KERN 303-03

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 mg - 100 g, Bouton, Inox poli, dans une caisse en bois



## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 100 g
Poid de contrôle OIML classe	E1

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	152×152×66 mm
Nombre de poids	21
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	Inox poli

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	152×152×66 mm
Poids net	0,9 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,9 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-202
--	---------