

KERN 303-03

KERN

Kit di pesi, E1, 1 mg - 100 g, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti | OIML E1 |
| Famiglia di prodotti | 303 |

Sistema di misura

| | |
|--|--------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 mg - 100 g |
| Peso di calibrazione OIML classe | E1 |

Design

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Struttura peso | Pulsante |
| Dimensioni (L×P×A) | 152×152×66 mm |
| Numero di pesi | 21 |
| Astuccio del set di pesi | in una cassa di legno |
| Materiale | Acciaio inossidabile lucidato |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 152×152×66 mm |
| Peso netto | 0,9 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,90 kg |
| Peso lordo ca. | 0,90 kg |
| Peso di spedizione | 0,9 kg |

Servizi

| | |
|---|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-202 |
|---|---------|