

KERN 303-034

KERN

Gewichtenset, E1, 1 mg - 100 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een kunststof koffer



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 100 g
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Aantal gewichten	21
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-202
-------------------------------------	---------