

# KERN 303-036

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 mg - 100 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 100 g
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-202
-------------------------------------	---------