

# KERN 303-05

**KERN**

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 500 g, Botão, Aço inox polido, numa caixa de madeira



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	303

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 g
Peso de teste OIML classe	E1

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	230×180×110 mm
Número de pesos	24
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	Aço inox polido

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×180×110 mm
Peso líquido	3,19 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	3,2 kg
Peso de envio	3,19 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-204
--	---------