

KERN 303-054

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	24
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	3,19 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Bruttogewicht ca.	3,2 kg
Versandgewicht	3,19 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-204
--------------------------------------	---------