

# KERN 303-054

**KERN**

Kit di pesi, E1, 1 mg - 500 g, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	303

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 g
Peso di calibrazione OIML classe	E1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Numero di pesi	24
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso netto	3,19 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	3,2 kg
Peso di spedizione	3,19 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkS	963-204
--	---------