

# KERN 303-056

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe    | OIML E1      |
| Produktfamilie   | 303          |

### Messsystem

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg - 500 g |
| OIML-konform           | ✓            |
| Gewicht OIML-Klasse    | E1           |

### Bauform

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Bauform Gewicht         | Knopf             |
| Abmessungen (B×T×H)     | 210×140×98 mm     |
| Etui des Gewichtssatzes | im Aluminiumetui  |
| Material                | Edelstahl poliert |

### Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 210×140×98 mm |
| Nettogewicht                   | 1,6 kg        |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 1,6 kg        |
| Bruttogewicht ca.              | 2,0 kg        |
| Versandgewicht                 | 2 kg          |

### Dienstleistungen

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-204 |
|--------------------------------------|---------|