

KERN 303-06

KERN

Kit di pesi, E1, 1 mg - 1 kg, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	303

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	230×180×110 mm
Numero di pesi	25
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×180×110 mm
Peso netto	4,21 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,4 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	4,21 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-205
---	---------