

# KERN 303-064

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 mg - 1 kg, Bouton, Inox poli, dans un étui en plastique



## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	E1

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Nombre de poids	25
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	Inox poli

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net	3,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Poids d'expédition	4 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-205
--	---------