

KERN 303-064

KERN

Gewichtenset, E1, 1 mg - 1 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een kunststof koffer



Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Aantal gewichten	25
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	4 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-205
-------------------------------------	---------