

KERN 303-066

KERN

Gewichtenset, E1, 1 mg - 1 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	230×140×110 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×140×110 mm
Nettogewicht	3,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,6 kg
Brutogewicht ca.	4,8 kg
Verzendgewicht	4,7 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-205
-------------------------------------	---------