

KERN 303-07

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	305×190×140 mm
Anzahl Gewichte	27
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	305×190×140 mm
Nettogewicht	9,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	9,01 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-206
--------------------------------------	---------