

KERN 303-074

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML E1 |
| Produktfamilie | 303 |

Messsystem

| | |
|------------------------|-------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg - 2 kg |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E1 |

Bauform

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (B×T×H) | 350×320×180 mm |
| Anzahl Gewichte | 27 |
| Etui des Gewichtssatzes | im Kunststoffkoffer |
| Material | Edelstahl poliert |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 350×320×180 mm |
| Nettogewicht | 7,69 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 8 kg |
| Bruttogewicht ca. | 8 kg |
| Versandgewicht | 7,69 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-206 |
|--------------------------------------|---------|