

# KERN 303-074

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 mg - 2 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een kunststof koffer



## Pictogrammen

STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

### Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

### Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Aantal gewichten	27
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	7,69 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,69 kg

### Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-206
-------------------------------------	---------