

# KERN 303-076

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	278×180×138 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	5,55 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-206
--------------------------------------	---------