

KERN 303-084

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	28
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	12,69 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	13 kg
Versandgewicht	12,69 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-207
--------------------------------------	---------