

# KERN 303-086

# KERN

Juego de pesas, E1, 1 mg - 5 kg, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	303

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 5 kg
Peso de control OIML clase	E1

### Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	460×260×200 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	Acero inoxidable pulido

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	460×260×200 mm
Peso neto	12,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envío	18 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-207
---	---------