

# KERN 303-086

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 mg - 5 kg, Bouton, Inox poli, dans un boîtier en aluminium



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 5 kg
Poid de contrôle OIML classe	E1

### Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	460×260×200 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	Inox poli

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	460×260×200 mm
Poids net	12,6 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	18 kg
Poids d'expédition	18 kg

### Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-207
--	---------