

# KERN 303-086

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 mg - 5 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 5 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	460×260×200 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×200 mm
Nettogewicht	12,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-207
-------------------------------------	---------