

KERN 303-096

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	610×260×235 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×260×235 mm
Nettogewicht	23,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Bruttogewicht ca.	28 kg
Versandgewicht	28 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-208
--------------------------------------	---------