

KERN 303-096

KERN

Gewichtenset, E1, 1 mg - 10 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	610×260×235 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	610×260×235 mm
Nettogewicht	23,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	28 kg
Verzendgewicht	28 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-208
------------------------------------	---------