

# KERN 304-02

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-215

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Anzahl Gewichte	8
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×140×65 mm
Nettogewicht	0,78 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,78 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-215
--------------------------------------	---------