

KERN 304-03

KERN

Conjunto de pesos, E1, 1 g - 100 g, Botão, Aço inox polido, numa caixa de madeira



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	304

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 100 g
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	152×152×66 mm
Número de pesos	9
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	Aço inox polido

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	152×152×66 mm
Peso líquido	0,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,9 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-216
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-216