

# KERN 304-034

# KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 100 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een kunststof koffer



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (BxDxH)	250x210x75 mm
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	250x210x75 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-216
-------------------------------------	---------