

# KERN 304-036

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	165×125×75 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,9 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-216
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-216