

KERN 304-036

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 100 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-216
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-216