

KERN 304-04

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-217

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	1,27 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,27 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-217
--------------------------------------	---------