

# KERN 304-04

# KERN

Kit di pesi, E1, 1 g - 200 g, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-217

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	304

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 200 g
Peso di calibrazione OIML classe	E1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	152×152×66 mm
Numero di pesi	11
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	152×152×66 mm
Peso netto	1,27 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,27 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-217
---	---------