

KERN 304-04

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 200 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een houten kist



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 200 g
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Aantal gewichten	11
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	1,27 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,27 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-217
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-217