

# KERN 304-046

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 g - 200 g, Bouton, Inox poli, dans un boîtier en aluminium



## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	304

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 200 g
Poid de contrôle OIML classe	E1

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	190×130×80 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	Inox poli

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	190×130×80 mm
Poids net	0,9 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-217
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-217