

KERN 304-05

KERN

Jeu de poids, E1, 1 g - 500 g, Bouton, Inox poli, dans une caisse en bois



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	304

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 500 g
Poid de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	230×180×110 mm
Nombre de poids	12
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	Inox poli

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×180×110 mm
Poids net	3,19 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	3,2 kg
Poids d'expédition	3,19 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-218
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-218