

# KERN 304-05

# KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 500 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een houten kist



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	230×180×110 mm
Aantal gewichten	12
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht	3,19 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,2 kg
Verzendgewicht	3,19 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-218
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-218