

KERN 304-06

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-219

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	230×180×110 mm
Anzahl Gewichte	13
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht	4,21 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,21 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-219
--------------------------------------	---------