

# KERN 304-064

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe    | OIML E1      |
| Produktfamilie   | 304          |

## Messsystem

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 g - 1 kg |
| OIML-konform           | ✓          |
| Gewicht OIML-Klasse    | E1         |

## Bauform

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Bauform Gewicht         | Knopf               |
| Abmessungen (B×T×H)     | 350×320×180 mm      |
| Anzahl Gewichte         | 13                  |
| Etui des Gewichtssatzes | im Kunststoffkoffer |
| Material                | Edelstahl poliert   |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 350×320×180 mm |
| Nettogewicht                   | 3,7 kg         |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 3,8 kg         |
| Bruttogewicht ca.              | 3,8 kg         |
| Versandgewicht                 | 4 kg           |

## Dienstleistungen

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-219 |
|--------------------------------------|---------|