

# KERN 304-066

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-219
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-219