

# KERN 304-066

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 g - 1 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



## Pictogrammen

### STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

### Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

### Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	230×140×110 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×140×110 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg

### Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-219
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-219