

KERN 304-07

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-220

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML E1 |
| Produktfamilie | 304 |

Messsystem

| | |
|------------------------|------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 g - 2 kg |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E1 |

Bauform

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (B×T×H) | 305×190×140 mm |
| Anzahl Gewichte | 15 |
| Etui des Gewichtssatzes | im Holzetui |
| Material | Edelstahl poliert |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 305×190×140 mm |
| Nettogewicht | 9,01 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 10 kg |
| Bruttogewicht ca. | 10 kg |
| Versandgewicht | 9,01 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-220 |
|--------------------------------------|---------|