

# KERN 304-07

# KERN

Juego de pesas, E1, 1 g - 2 kg, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de madera



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	304

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 2 kg
Peso de control OIML clase	E1

### Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	305×190×140 mm
Número de pesos	15
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	Acero inoxidable pulido

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	305×190×140 mm
Peso neto	9,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	9,01 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-220
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-220