

KERN 304-07

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 2 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een houten kist



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (BxDxH)	305x190x140 mm
Aantal gewichten	15
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	305x190x140 mm
Nettogewicht	9,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	9,01 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-220
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-220