

# KERN 304-074

**KERN**

Gewichtssatz, E1, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	15
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	7,69 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Versandgewicht	7,69 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-220
--------------------------------------	---------