

KERN 304-076

KERN

Kit di pesi, E1, 1 g - 2 kg, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti | OIML E1 |
| Famiglia di prodotti | 304 |

Sistema di misura

| | |
|--|------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 g - 2 kg |
| Peso di calibrazione OIML classe | E1 |

Design

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Struttura peso | Pulsante |
| Dimensioni (L×P×A) | 278×180×138 mm |
| Astuccio del set di pesi | in valigetta di alluminio |
| Materiale | Acciaio inossidabile lucidato |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 278×180×138 mm |
| Peso netto | 5,15 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 6 kg |
| Peso lordo ca. | 6 kg |
| Peso di spedizione | 5,55 kg |

Servizi

| | |
|---|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS | 963-220 |
| Numero di articolo per scostamento positivo garantito | 921-220 |