

# KERN 304-076

# KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 2 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



## Pictogrammen

### STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-220
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-220