

KERN 304-08

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-221

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	420×200×200 mm
Anzahl Gewichte	16
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×200×200 mm
Nettogewicht	17,81 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	17,81 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-221
--------------------------------------	---------