

# KERN 304-08

# KERN

Kit di pesi, E1, 1 g - 5 kg, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-221

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	304

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 5 kg
Peso di calibrazione OIML classe	E1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	420×200×200 mm
Numero di pesi	16
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	420×200×200 mm
Peso netto	17,81 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	18 kg
Peso lordo ca.	18 kg
Peso di spedizione	17,81 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-221
---	---------