

# KERN 304-084

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 g - 5 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een kunststof koffer



## Pictogrammen

### STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Aantal gewichten	16
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	12,69 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	13 kg
Verzendgewicht	12,69 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-221
-------------------------------------	---------